



## สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

### ขั้นตอนการให้บริการ

#### สภาพตัวอย่างก่อนส่งทดสอบ

1. ตัวอย่างต้องสมบูรณ์เป็นไปตามลักษณะปกติของตัวอย่างนั้นๆ
2. อาหารกระป๋อง ภาชนะต้องไม่บุบ ไม่รั่วซึม ไม่บวม ไม่เป็นสนิม ฉลากไม่ฉีกขาด
3. อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท ไม่มีรอยถูกเปิดหรือฉีกขาดชำรุด
4. เนื้อสด ต้องไม่เน่าเสีย หรือเปลี่ยนสีจากสภาพปกติของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นๆ เช่น ไม่มีสีเขียวคล้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น
5. ผักสด ต้องไม่เน่าเสีย หรือเปลี่ยนสีจากสภาพปกติ เช่น ไม่มีสีดำคล้ำ หรือมีกลิ่นเหม็น
6. อาหารแช่แข็ง ต้องอยู่ในสภาพแช่แข็ง ในภาชนะเก็บความเย็นที่มีน้ำแข็งแห้งหรือเทียบเท่า
7. ตัวอย่างแช่เย็น ต้องอยู่ในสภาพแช่เย็น ในภาชนะเก็บความเย็นมีน้ำแข็งหรือวัสดุให้ความเย็น
8. ตัวอย่างด้านชีวเคมี เช่น Serum ปัสสาวะ น้ำลาย เป็นต้น ต้องอยู่ในสภาพแช่เย็น บรรจุในภาชนะไม่ให้โดนแสง
9. ตัวอย่างอื่นๆ ต้องมีลักษณะตามรายละเอียดข้างต้น หรือลักษณะเฉพาะของตัวอย่างนั้นๆ